


Кроличья Поликлональная Антитело Против Eral1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 075616

Артикул: CM0016446



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ERAL1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный ERAL1 — митохондриальную ГТФазу, критически важную для связывания 12S рPHK и сборки малой субъединицы. Идеально подходит для исследований митохондрий и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ERAL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ERA; CEGA; ERA-W; H-ERA; ERAL1A; ERAL1B; HERA-A; HERA-B; PRLTS6; ERAL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26284
GeneID	26284
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 198-437 человеческого ERAL1 (NP_005693.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075616
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент