


Кроличье Моноклональное Антитело К ESRα Для Вестерн-Блоттинга - P03372

Артикул: CM0004061



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к ESRα, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), ELISA, хроматин-иммунопреципитации (ChIP) и проточной цитометрии (Flow Cytometry). Нацелено на человеческий рецептор эстрогена альфа (ERα) для исследований гормональной сигнализации, рака и репродуктивной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ESRα
Примечания/Альтернативные названия	ER; ESRα
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2099
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 495-595 человеческого ESRα (NP_000116.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA, ChIP, FC (внутриклеточное окрашивание)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P03372
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом