

Поликлональное Антитело Кролика К Esrp1 Для Wb, Elisa - Q6Nxcg1

Артикул: CM0014038



введение

Поликлональное антитело кролика к ESRP1, валидированное для WB и ELISA на образцах человека и мыши. Нацелено на эпителиальный регуляторный белок сплайсинга 1, фактор сплайсинга, участвующий в EMT и регуляции эпителий-специфичных изоформ. Подходит для исследований глухоты и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESRP1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RBM35A; RMB35A; DFNB109; ESRP1
Вид	Человек
Идентификатор гена	54845
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого ESRP1 (NP_060167.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q6NXC1
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом