


Кроличья Поликлональная Антитело К Esrrb Для Вестерн-Блота И Ифа - O95718

Артикул: CM0027990



введение

Кроличья поликлональная антитело к ESRRB, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Распознает ядерный рецептор ERR2 человека и мыши. Подходит для исследований плюрипотентности стволовых клеток, раннего развития и транскрипционной регуляции. O95718.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ESRRB кроличья поликлональная антитело
Примечания/синонимы	ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFNБ35; ERRbeta2; ERR бета-2; ESRRB
Вид	Человек
ID гена (человек)	2103
ID гена	2103
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 434-508 человеческого ESRRB (NP_004443.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O95718
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом