

Кроличыи Поликлональные Антитела (Pab) К Etf1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P62495

Артикул: CM0030520



введение

Поликлональные антитела кролика к белку ETF1 человека, валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA. Распознают ETF1 человека, мыши и крысы (49 кДа) — фактор терминации трансляции. Идеально подходят для изучения синтеза белка и нонсенс-опосредованного распада мРНК (NMD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к ETF1
Примечания/Синонимы	ERF; RF1; ERF1; TB3-1; D5S1995; SUP45L1; ETF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2107
GeneID	2107
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 278-437 ETF1 человека (NP_004721.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62495
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом