

Поликлональное Кроличье Антитело К Etnk2 Для Wb, Elisa — Q9Nvf9

Артикул: CM0017830

введение

Высокоспецифичное поликлональное кроличье антитело к ETNK2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Выявляет этаноламинкиназу 2 человека, участвующую в биосинтезе фосфолипидов. Идеально подходит для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ETNK2
Примечания/псевдоним	EK12; HMFT1716; ETNK2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55224
Идентификатор гена	55224
Иммуноген	Рекомбинантный белок или рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–386 человеческого ETNK2 (NP_060678.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NVF9
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом