

Ets1 Rabbit Pab — P14921

Артикул: CM0019093



введение

Поликлональное антитело кролика против транскрипционного фактора ETS1 человека для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши. Подходит для исследований регуляции генов, иммунитета и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ETS1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Вид	Человек
Идентификатор гена	2113 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 ETS1 человека (NP_005229.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P14921
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом