

Поликлональное Кроличье Антитело К Etv4 Для Wb, Elisa — P43268

Артикул: CM0020755



введение

Поликлональное кроличье антитело к ETV4 (P43268), валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, охватывающий аминокислоты 40–246 человеческого ETV4. Нацелено на транскрипционный активатор, участвующий в позиционировании мотонейронов и дифференцировке кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ETV4
Примечания/псевдонимы	E1AF; PEА3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Вид	Человек
GeneID (человек)	2118
GeneID	2118
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40–246 человеческого ETV4 (NP_001977.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43268
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом