

Поликлональное Кроличье Антитело К ЗС-Протеазе Ev71 Для Wb И Ифа — Кроличье Раb К ЗС Ev71

Артикул: CM0021432

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на ЗС-протеазу EV71 (а. к. 1–183). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА; предполагается широкая перекрёстная реактивность. Подходит для исследований энтеровирусов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ЗС EV71
Вид	Энтеровирус
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–183 человеческой ЗС EV71. (B9VUU3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Другая (предположительно широкого диапазона)
Условия транспортировки	Пакет со льдом