

Кроличье Моноклональное Антитело К Ev71 ЗС — Ev71 ЗС

Артикул: CM0006569

введение

Кроличье моноклональное антитело против протеазы ЗС энтеровируса EV71, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для обнаружения энтеровирусов и исследовательских целей; расчетная молекулярная масса составляет 20 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к EV71 ЗС
Вид	Энтеровирус
Иммуноген	Рекомбинантный белок ЗС энтеровируса EV71
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Энтеровирус
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет