

Ev71 3D Rabbit Pab - B9Vuu3

Артикул: CM0020366

введение

EV71 3D Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное от кролика против белка 3D энтеровируса EV71 (а.к. 1-217, B9VUU3). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью с человеческими образцами. Идеально подходит для исследований EV71 и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EV71 3D Rabbit pAb
Вид	Энтеровирус
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-217 белка 3D энтеровируса EV71 (B9VUU3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	Сумка-холодоэлемент