

Кроличья Поликлональная Антитело К Ev71 3D - Ev71 3D

Артикул: CM0030785

введение

Кроличья поликлональная антитела, полученная против рекомбинантного белка 3D энтеровируса EV71. Подходит для использования в ВБ и ИФА, подтверждена перекрестная реактивность с человеческими образцами. Подходит для детекции EV71 и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела EV71 3D
Вид патогена	Энтеровирус
Иммуноген	Рекомбинантный белок 3D энтеровируса EV71
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	Сумка-холодильник со льдом