

Кроличье Моноклональное Антитело К Ewsr1 Для Вестерн-Блоттинга, IHC-P - Q01844

Артикул: CM0010300



введение

Кроличье моноклональное антитело к EWSR1, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP), ELISA. Нацелено на N-концевой домен человеческого белка EWSR1; реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований рака и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к EWSR1
Примечания/Альтернативные названия	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2130
ID гена	2130
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-189 человеческого белка EWSR1 (Q01844)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q01844
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом