

Поликлональное Антитело К Ewsr1 Кролика Для If/Icc, Ифа - Q01844

Артикул: CM0016801



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого EWSR1, валидированное для применений IF/ICC и ИФА. Направлено против белка региона точки разрыва саркомы Юинга 1, транскрипционного репрессора, участвующего в опухолевом процессе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EWSR1 кроличье пАт
Примечания/Синонимы	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2130
ID гена	2130
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого EWSR1 (NP_001156757.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01844
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Айс-бокс