

Кроличий Поликлональный Антитело Против Exoc3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O60645

Артикул: CM0021013

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против EXOC3 (Sec6), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Подходит для исследований экзоцитозного комплекса и экзоцитоза в диагностических и лабораторных условиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXOC3 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11336
ID гена	11336
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 396-745 человеческого EXOC3 (NP_009208.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60645
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка-холодильник