

Поликлональные Кроличьи Антитела К Exosc4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Npd3

Артикул: CM0029152



введение

Поликлональные кроличьи антитела к EXOSC4, валидированные для WB и ELISA на образцах человека и крысы, нацеленные на компонент РНК-экзосомы RRP41 (Q9NPD3). Идеально подходят для изучения процессинга и деградации РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXOSC4 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	SKI6; p12A; RRP41; Ski6p; RRP41A; Rrp41p; hRrp41p; EXOSC4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54512
ID гена	54512
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-245 человеческого EXOSC4 (NP_061910.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9NPD3
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом