


Кроличья Поликлональная Антитело К Extl3 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43909

Артикул: CM0030676



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого EXTL3 — гликозилтрансферазы и рецептора REG3. Валидирована для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований гепарансульфата и сигнальных путей REG3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EXTL3 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	RPR; BOTV; REGR; EXTR1; ISDNA; EXTL1L; EXTL3
Вид	Человек
ID гена (человек)	2137
ID гена	2137
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 52-220 человеческого EXTL3 (NP_001431.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43909
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	Холодильный пакет