


Кроличье Rab Против F2R - P25116

Артикул: CM0024730



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против F2R для вестерн-блоттинга и ELISA-детекции протеиназа-активируемого рецептора 1 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований коагуляции и сердечно-сосудистых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против F2R
Примечания/Альтернативные названия	TR; HTR; CF2R; PAR1; PAR-1; F2R
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2149
ID гена	2149
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-110 человеческого F2R (NP_001983.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25116
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом