

Кроличье Моноклональное Антитело F4/80 Для Иф, Игх-П, Ифа — Q61549

Артикул: CM0006997

введение

Кроличье моноклональное антитело против F4/80 (Emr1) мыши, подходящее для иммунофлуоресценции, иммуногистохимии (парафин) и ИФА. Детектирует F4/80 мыши и крысы — маркер макрофагов, участвующий в адгезии клеток и развитии Treg. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело F4/80
Примечания/синонимы	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Вид	Мышь
GeneID (человек)	2015
GeneID	13733
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 367–645 F4/80 мыши (NP_034260.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q61549
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом