


Кроличье Моноклональное Антитело Fadd Polymab® Для Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61160 / Q13158

Артикул: CM0009805



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело FADD PolymAb® для исследований апоптоза. Валидировано для применения в методах WB, IP, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к FADD человека, мыши и крысы (Gene ID 8772/14082).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FADD Rabbit PolymAb®
Примечания/Синонимы	Mort1/FADD
Вид	Человек/Мышь
GeneID (Человек)	8772
GeneID (Мышь)	14082
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок FADD человека/мыши)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q61160/Q13158
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет