


Faf1 Кроличья Поликлональная Антитело (Wb/Elisa) - Q9Unn5

Артикул: CM0027020



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FAF1 (FAS-associated factor 1), подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с Human, Mouse, Rat. Идеально подходит для изучения апоптоза и репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	hFAF1; CGI-03; HFAF1s; UBXD12; UBXN3A; FAF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11124
GeneID	11124
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого FAF1 (NP_008982.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNN5
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Ледяной пакет