

Fam160B2 — Поликлональное Антитело Кролика, Q80Yr2

Артикул: CM0019182

введение

Поликлональное антитело кролика FAM160B2 для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы; нацелено на субъединицу 2B комплекса FHF — взаимодействующий с HOOK белок, участвующий в передаче сигналов MAPK/ERK и функционировании кишечного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика FAM160B2
Примечания/синонимы	Rai16; Fam160b2; G430067P06Rik; FAM160B2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	239170
GeneID	239170
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 74–303 мышиногo FAM160B2 (NP_919326.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q80YR2
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом