


Кроличье Моноклональное Антитело К Fam50A (Анти-Fam50A) Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q14320

Артикул: CM0007163



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий FAM50A, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ELISA. Реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения регуляции сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к FAM50A
Примечания/синонимы	XAP5; HXC26; MRXSA; HXC-26; DXS9928E; FAM50A
Вид	Человек
GeneID (человек)	9130
GeneID	9130
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого FAM50A (NP_004690.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14320
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом