

Поликлональная Антитело К Fancd2 Кролика Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Артикул: CM0022952



введение

Поликлональная антитело кролика против FANCD2, валидированное для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции, иммунопреципитации и ELISA. Обнаруживает FANCD2 человека, мыши, крысы (164 кДа). Подходит для исследования репарации ДНК и анемии Фанкони.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FANCD2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2177
ID гена	2177
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-291 FANCD2 (NP_001018125.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BXW9
Молекулярная масса белка	164 кДа
Доставка	Холодовой пакет