

Кроличье Pab K Faslg - P48023

Артикул: CM0014159



введение

Кроличье поликлональное антитело к FasLG для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA. Распознает человеческий и мышиный FasLG, ключевой медиатор апоптоза. Идеально для изучения гибели иммунных клеток и иммунной толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к FasLG
Примечания/Альтернативные названия	APTL, FASL, CD178, CD95L, ALPS1B, CD95-L, TNFSF6, TNLG1A, APT1LG1, FasLG
Вид	Человек
ID гена	356
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 101-200 человеческого FasLG (NP_000630.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P48023
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом