

Кроличья Поликлональная Антитело К Fastkd5 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - Q7L8L6

Артикул: CM0024532

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против FASTKD5, подходящее для Вестерн-блоттинга, ИФ/МФК и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований процессинга митохондриальной РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FASTKD5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	dj1187M17.5; FASTKD5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	60493
GeneID	60493
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 495-764 человеческого FASTKD5 (NP_068598.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7L8L6
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	В ледяном пакете