

Fau Rabbit Pab - P35544

Артикул: CM0017575

введение

FAU поликлональные антитела кролика, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживают эндогенный белок FAU/RPS30 (~14 кДа) у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований апоптоза и белков, подобных убиквитину.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FAU Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	S30; FAU1; Fub1; Fubi; asr1; eS30; RPS30; MNSFbeta; FAU
Вид	Человек
ID гена	2197
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-133 человеческого FAU (NP_001988.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35544
Молекулярный вес белка	14 кДа
Доставка	Сумка со льдом