

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Fbln1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P23142

Артикул: CM0023090

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого фибулина-1 (FBLN1), валидированные для WB и ELISA. Реагируют с FBLN1 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований внеклеточного матрикса и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FBLN1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FBLN; FIBL1; FBLN1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2192
ID гена	2192
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 570-670 человеческого FBLN1 (NP_001987.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23142
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом