

Fchsd1 Кроличья Поликлональная Антитело - Q86Wn1

Артикул: CM0017951

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FCHSD1. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для изучения полимеризации актина и цитоскелетной динамики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCHSD1 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	NWK2; FCHSD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	89848
ID гена	89848
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-400 человеческого FCHSD1 (NP_258260.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86WN1
Молекулярная масса белка	77кДа
Доставка	Холодовый пакет