

## Кроличья Поликлональная Антитело К Fcrl3 Для Wb И Elisa — Q96P31

Артикул: CM0016029

### введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FCRL3 (CD307c, MAIA), валидированная для Вестерн-блоттинга и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследований биологии В-клеток, иммунологии и оплодотворения.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | FCRL3 кроличья поликлональная антитело (Rabbit pAb)                                                                           |
| Примечания/алиасы         | MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                       |
| ID гена (человек)         | 115352                                                                                                                        |
| ID гена                   | 115352                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 600–720 человеческого FCRL3 (NP_443171.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                       |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                          |
| SWISS                     | Q96P31                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 81 кДа                                                                                                                        |
| Условия доставки          | С ледяным пакетом                                                                                                             |