


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Fes Для Wb, Elisa - P07332

Артикул: CM0027649



введение

Поликлональные кроличьи антитела против FES нацелены на человеческий FES (93 кДа) с перекрестной реактивностью на мышь. Подходят для применений WB и ELISA в исследованиях сигналинга тирозинкиназы, дегрануляции тучных клеток и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FES кролик pAb
Примечания/Псевдоним	FPS; FES
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2242
GeneID	2242
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-420 человеческого FES (NP_001137256.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P07332
Молекулярный вес белка	93kDa
Доставка	Сумка со льдом