

Fgd4 Rabbit Pab (Поликлональное Антитело) Для Wb, Elisa - Q96M96

Артикул: CM0030582

введение

FGD4 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, направленное против человеческого FGD4, валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований динамики цитоскелета и неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGD4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CMT4H; FRABP; ZFYVE6; FGD4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	121512
GeneID	121512
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-198 человеческого FGD4 (NP_640334.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96M96
Молекулярный вес белка	87 кДа
Доставка	В ледяном пакете