

Кроличья Поликлональная Антитело К Fgf23 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк, Ифа - Q9Gzv9

Артикул: CM0027147



введение

Кроличье pAb к FGF23, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Регулирует метаболизм фосфата и витамина D; необходимо для исследований заболеваний костей. Целевой белок 28 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGF23 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; RHPTC; FGF23
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8074
ID гена	8074
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-251 человеческого FGF23 (NP_065689.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZV9
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент