

Поликлональное Кроличье Антитело К Fgfr2 Для Игх-П И Ифа — P21802

Артикул: CM0022587



введение

Поликлональное кроличье антитело к человеческому FGFR2, подходящее для ИГХ-П и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биологии развития, онкологии и заболеваний скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к FGFR2
Примечания/синонимы	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2263
Идентификатор гена	2263
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21802
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом