


Кроличья Поликлональная Антитело К Fhl1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q13642

Артикул: CM0024864



введение

Это кроличье поликлональное антитело распознает белок 1 с четырьмя с половиной доменами LIM (FHL1/SLIM), регулятор развития мышц. Валидировано для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным гомологом, поэтому подходит для исследований скелетных мышц и гипертрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья пАб к FHL1
Примечания/алиасы	KYOT; SLIM; FCMSU; FHL-1; FHL1A; FHL1B; FLH1A; SLIM1; XMPMA; RBMX1A; RBMX1B; SLIM-1; SLIMMER; FHL1
Вид	Человек
GenelD	2273
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 27-296 человеческого FHL1 (NP_001153171.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13642
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодильный пакет