

Кроличий Pab K Fip200 - Q8Tdy2

Артикул: CM0015282



введение

Кроличий pAb к FIP200 — это поликлональное антитело для детекции RB1CC1 человека, мыши и крысы. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA; идеально подходит для исследований аутофагии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий pAb к FIP200
Примечания/Альтернативные названия	CC1; ATG17; FIP200; PPP1R131
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9821
GeneID	9821
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1280-1400 белка FIP200 человека (NP_055596.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TDY2
Молекулярная масса белка	183 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом