

Моноклональное Антитело Fitc Против Куриного Cd4 Для Проточной Цитометрии - Q9W6V7

Артикул: CM0004644

введение

Конъюгированное FITC кроличье моноклональное антитело, направленное против куриного CD4 (55 кДа). Подходит для проточной цитометрии куриных лимфоцитов. Распознает внеклеточный домен поверхностного белка Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FITC Кроличье антитело против куриного CD4, моноклональное
Примечания/Альтернативное название	CD4
Вид	Курица
ID гена (человек)	920
ID гена	395362
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 28-423 куриного CD4 (NP_989980.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Курица
SWISS	Q9W6V7
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	В пакете со льдом