

Fitc Меченое Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd3E - Cd3E

Артикул: CM0003976

введение

Конъюгированное с FITC моноклональное антитело, специфически распознающее мышиный CD3ε (CD3 эпсилон) для применения в проточной цитометрии. Полученное из армянского хомяка, это реагентом обеспечивает точное детектирование Т-лимфоцитов в мышиных образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	FITC меченое антитело против мышиного CD3ε (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD3; T3ε; CD3epsilon
Вид	Мышь
Gene ID	12501
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD3ε
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
Условия доставки	В пакете со льдом