

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Фрагменту Козьего Igg (Fc), Конъюгированное С Fitc — Fc Козьего Igg

Артикул: CM0009886

введение

Высокоспецифичное конъюгированное с FITC моноклональное антитело кролика, нацеленное на Fc-фрагмент козьего IgG, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для обнаружения козьего IgG в исследовательских и диагностических иммуноанализах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело кролика к фрагменту козьего IgG (Fc), конъюгированное с FITC
Вид	Коза
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок — фрагмент козьего IgG (Fc).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Коза
Условия транспортировки	Пакет со льдом