

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd2, Конъюгированное С Fits, Для Fc — P06729

Артикул: CM0008149



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому CD2, конъюгированное с FITC, для проточной цитометрии (FC). Специфично к человеческому CD2 (T11/SRBC/LFA-2) — поверхностному антигену Т-клеток с молекулярной массой 39 кДа. Валидировано для FC. Идеально подходит для иммунофенотипирования Т-клеток и NK-клеток, а также исследований клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому CD2, конъюгированное с FITC
Примечания/синонимы	T11; SRBC; LFA-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	914
GeneID	914
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-209 человеческого CD2 (NP_001758.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P06729
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент