

Fitc Кроличий Моноклональный Анти-Человеческий Cd44 Антитело Для Проточной Цитометрии - P16070

Артикул: CM0008861



введение

FITC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD44, для проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, миграции и гоминга иммунных клеток. SWISS: P16070.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FITC Кроличье анти-человеческий CD44 мАт
Примечания/Псевдоним	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; антиген CD44
Вид	Человек
GeneID (человек)	960
GeneID	960
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-178 человеческого CD44 (NP_000601.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16070
Молекулярный вес белка	82кДа
Доставка	Сумка со льдом