

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd7, Конъюгированное С Fіtc, Для Проточной Цитометрии - P09564

Артикул: CM0006111

введение

Конъюгированное с FITC кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD7 (GP40, Tr40, LEU-9). Разработано для обнаружения популяций Т-клеток и NK-клеток методом проточной цитометрии в рамках иммунофенотипирования и диагностических процедур.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FITC Rabbit anti-Human CD7 mAb
Примечания/Псевдонимы	GP40; TP41; Tr40; LEU-9
Вид	Человек
GenelD (Человек)	924
GenelD	924
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-180 человеческого CD7 (NP_006128.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярный вес белка	25kDa
Доставка	Сумка со льдом