


## Моноклональное Антитело Кролика К Cd99 Человека, Конъюгированное С Fc, Для Проточной Цитометрии (Fc) - P14209

Артикул: CM0007864



### введение

Моноклональное антитело кролика к CD99 (MIC2) человека, конъюгированное с FITC, для проточной цитометрии. Нацелено на антиген CD99 массой 19 кДа, участвующий в адгезии Т-клеток, экстравазации лейкоцитов и образовании розеток. Перекрестно реагирует с CD99 человека.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональное антитело кролика к CD99 человека, конъюгированное с FITC                 |
| Примечания/Синонимы       | MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                 |
| GeneID                    | 4267                                                                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 24-123 CD99 человека (NP_002405.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                  |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                 |
| Применение                | FC (проточная цитометрия)                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                 |
| SWISS                     | P14209                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 19 кДа                                                                                  |
| Транспортировка           | Ледяной пакет                                                                           |