

Fitc Кроличий Моноклональный Антитело Против Tcr Г/Д Человека - Tcr Г/Д

Артикул: CM0009757



введение

Конъюгированное с FITC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на TCR γ/δ человека, для проточной цитометрии. Специфично для гамма/дельта цепей Т-клеточного рецептора, идеально подходит для иммунофенотипирования и исследований субпопуляций Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FITC Кроличий моноклональный антитело против TCR γ/δ человека
Примечания/Псевдоним	TCRD; TRD@; TCRDV1; TCRG; TRG@
Вид	Человек
Идентификатор гена (Человек)	6964/6965
Идентификатор гена	6964/6965
Иммуноген	Рекомбинантный белок TCR γ/δ человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	Ледяной пакет