

Моноклональное Fitc-Меченое Кроличье Антитело К Cd45 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P08575

Артикул: CM0011945



введение

Конъюгированное с FITC кроличье моноклональное антитело к CD45 (общий лейкоцитарный антиген) человека и яванского макака. Валидировано для проточной цитометрии, позволяет точно идентифицировать и анализировать иммунные клетки, поддерживает исследования активации и сигналинга Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FITC Кроличье мАб к CD45 человека/обезьяны
Примечания/Синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 26-577 белка CD45 человека (P08575)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	131 кДа/136 кДа/141 кДа/143 кДа/147 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором