


Fitc-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Cd8A Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01732

Артикул: CM0004144



введение

FITC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, специфичное к CD8a человека и яванского макака. Предназначено для детекции CD8+ Т-клеток методом проточной цитометрии, способствует исследованиям иммунного ответа и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FITC-конъюгированное кроличье антитело к CD8a человека/обезьяны (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	925
GeneID	925
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак (Cynomolgus)
SWISS	P01732
Молекулярная масса белка	21кДа/25кДа/30кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом