

Fitc-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Cd32 Мыши Для Проточной Цитометрии — P08101

Артикул: CM0007969

введение

FITC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD32 мыши (Fc-гамма-рецептор IIB), для проточной цитометрии. Распознаёт внеклеточный домен и подходит для обнаружения CD32 на кроветворных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FITC-кроличье анти-мышиное CD32 mAb
Примечания/синонимы	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	2213
GeneID	14130
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-207 CD32 мыши (NP_034317.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P08101
Молекулярная масса белка	31 кДа/33 кДа/36 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент