


Моноклональное Антитело Кролика Против Крысиного Cd45, Конъюгированное С Fc, Для Проточной Цитометрии - P04157

Артикул: CM0011923



введение

Конъюгированное с FITC кроличье моноклональное антитело против крысиного CD45 (L-CA, T200), валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает общий лейкоцитарный антиген, рецепторную тирозин-протеинфосфатазу, необходимую для активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FITC Rabbit anti-Rat CD45 mAb
Примечания/Псевдоним	Lca; RT7; CD45; L-CA; T200
Вид	Крыса
GeneID (Человек)	5788
GeneID	24699
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-546 крысиного CD45 (NP_612516.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P04157
Молекулярный вес белка	143 кДа
Доставка	Сумка со льдом