

## Кроличье Моноклональное Антитело К Fitc/5-Fam/6-Fam

Артикул: CM0002056

### введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на FITC, 5-FAM и 6-FAM. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА с видонезависимой реактивностью. Идеально подходит для детекции FITC-меченых молекул в различных исследовательских и диагностических анализах.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                        |
|---------------------------|---------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье mAb к FITC/5-FAM/6-FAM |
| Вид                       | Человек                         |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, FITC      |
| Источник                  | Кролик                          |
| Категория                 | Моноклональные антитела         |
| Применение                | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА      |
| Перекрестная реактивность | Видонезависимая                 |
| Доставка                  | В пакете со льдом               |