

Fkbp1B Кроличья Поликлональная Антитело - P68106

Артикул: CM0029527



введение

FKBP1B кроличья pAb выявляет пептидил-пролил цис-транс изомеразу FKBP1B (12,6 кДа FKBP) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований иммуносупрессии и фолдинга белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FKBP1B кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	ОТК4; FKBP1L; PKBP1L; PPIase; FKBP12.6; FKBP1B
Вид	Человек
ИД гена (человек)	2281
ИД гена	2281
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-80 человеческой FKBP1B (NP_473374.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P68106
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Холодовая упаковка